

Käyttöohjeet

1. Katso, kumpi puoli maskista on ylhäällä ja kumpi alhaalla.
2. Aseta suojamaski kasvoillesi ja paina maskin metallilankaa yhteen nenäluun alapuolelta, jotta se mukautuu nenäsi muotoon.
3. Vedä maskin alaosa hieman alaspäin niin, että suu ja leuka peittyvät.
4. Tarkista maskin istuvuus niin, ettei maskiin pääse ilmaa. Tiivistereunan alueella olevat hiukset tai karvat voivat estää maskin oikean istuvuuden. Korjaa asentoa tarvittaessa, jolloin maski istuu tiiviisti.

Käyttöaika

Maski on tarkoitettu käytettäväksi yhden työvuoron ajan normaalissa käyttöolosuhteessa. Maski on kertakäyttöinen.

Maskin riisuminen

Kun haluat riisua maskin, vedä korvalenkkejä eteenpäin korvien yli. Maskin ulkopuoli voi olla aerosolien likaama. Vältä kosketusta.

Käyttöä koskevia ohjeita

Hengityssuojaimet ovat kertakäyttöisiä.

Vaihda uusi, kuiva, puhdas ja hyvin istuva maski käytön jälkeen tai kosteuden, näkyvien epäpuhtauksien tai puutteellisen istuvuuden ilmetessä.

Tuotteen säilyvyys: 3 vuotta varastointilämpötilan ollessa -20 °C – +30 °C ja ilmankosteuden enintään 60 %.

Maski on standardin DIN EN 149:2001+A1:2009 ja henkilösuojainluokan III mukainen sekä CE-sertifioitu.

NR-merkintä tarkoittaa, että maskia saa käyttää enintään yhden työvuoron ajan.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen tai virheellinen käyttö voi heikentää maskin tehokkuutta tai aiheuttaa sairauksia tai pysyviä vaurioita.

Nämä maskit eivät suojaa kaasuilta tai höyryiltä. Älä käytä maskia

ympäristöissä, joissa happipitoisuus on alle 17 % tai joissa on tuntemattomia vaarallisia aineita tai pitoisuudet ylittävät suurimmat sallitut arvot.

Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty.

Henkilönsuojaimet itsesuojeluun: esim. työsuojana remontointi- ja eristystöissä, siivoustöissä teollisuudessa ja kotitalouksissa, hygieniatyössä ja ihmisten kanssa kosketuksissa olevissa töissä sekä suojautumiseen nykyistä COVID-19-pandemiaa vastaan.

Varastointilämpötila

Varaston maksimaalinen suhteellinen ilmankosteus

Vähimmäissäilyvyysaika: katso maski