

## Bruksanvisning

1. Finn ut hva som er øvre og nedre side av masken.
2. Sett på deg masken og trykk metallbåndet sammen under nesebenet slik at masken tilpasser seg nesens form.
3. Trekk maskens nedre del litt nedover slik at munnen og haken er dekket.
4. Kontroller at masken sitter slik at det ikke kommer inn luft fra sidene. Hår i ansiktet eller på hodet i nærheten av tettekanten kan forhindre at masken sitter skikkelig. Kontroller isåfall plasseringen inntil masken tetter skikkelig.

## Brukstid

Masken kan ved normal belastning brukes på ett arbeidsskift. Masken egner seg bare til engangsbruk.

## Ta av masken

For å ta av masken, strekker du stroppene fremover og over ørene. På utsiden av masken kan det befinne seg aerosoler. Unngå kontakt.

## Bruksanvisninger

Ansiktsmasken er ment for en gangs bruk. Etter bruk skal masken, i tilfelle fuktighet, synlig tilgrising eller uegnet passform, byttes ut med en ny, tørr og ren maske som sitter godt.

Produktets holdbarhet: 3 år i lagringstemperatur på -20 °C til +30 °C og maksimal luftfuktighet på 60 %. Masken oppfyller NS-EN 149:2001+A1:2009, PSA klasse III og er CE-sertifisert.

NR-merkingen betyr at masken skal brukes på maksimalt ett arbeidsskift. Dersom disse anvisningene ikke følges eller masken brukes på feil måte, kan maskens effektivitet reduseres og sykdom eller varige skader oppstå.

Denne masken beskytter ikke mot gasser eller damp. Bruk ikke masken i omgivelser med mindre enn 17 % oksygen eller ukjente og farlige stoffer, f.eks. konsentrasjoner som overstiger grenseverdiene. Skal ikke brukes i eksplosiv atmosfære.

Personlig verneutstyr til egen beskyttelse: f.eks. som arbeidsbeskyttelse ved sanerings- og isoleringsarbeid, rengjøring i industri og hushold, hygienearbeid og arbeid i kontakt med personer og beskyttelse mot den pågående covid-19-pandemien.

Lagringstemperatur

Maksimal relativ luftfuktighet ved lagring

Minst holdbar til: se masken